



# STERYL Fusti

Preparato stabilizzante che impedisce la formazione della fioretta e ostacola altre alterazioni batteriche

## → DESCRIZIONE TECNICA

Le pastiglie antifioretta **Steryl Fusti** sono costituite da un supporto inerte di paraffina purissima nel quale è stato solubilizzato l'isosolfocianato di allile, sostanza volatile dotata di elevatissimo potere antisettico, specie nei confronti dei microrganismi aerobi.

Le pastiglie **Steryl Fusti** vengono vantaggiosamente impiegate in sostituzione dell'olio di vaselina (pratica vietata) o dei tappi colmatori, per evitare l'insorgere della fioretta che abitualmente tende a formarsi alla superficie dei vini contenuti in fusti. I microrganismi responsabili della formazione della fioretta sono identificati in alcune specie di lieviti a metabolismo prevalentemente ossidativo.

A questa alterazione si accompagna una perdita di gradazione alcolica e la formazione di aldeide acetica a cui si deve l'odore acetoso dei vini affetti da fioretta.

Le pastiglie **Steryl Fusti**, galleggianti a fior di liquido, emanano lentamente l'isosolfocianato di allile che rende sterile l'aria sovrastante. Vengono così inibite oltre alla fioretta, anche le altre alterazioni batteriche ed enzimatiche a carattere ossidativo che si manifestano alla superficie.

Le pastiglie antifioretta **Steryl Fusti** vengono prodotte secondo i più moderni procedimenti industriali completamente automatizzati, tali da garantire una qualità costante.

L'imballo col quale vengono confezionate è costituito da films accoppiati di alluminio e di laminato plastico, che assicurano una illimitata conservabilità, mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche di efficacia antifioretta.

## → COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Isosolfocianato di allile all'1,7% in supporto di paraffina solida.

## → DOSI D'IMPIEGO

Una pastiglia **Steryl Fusti** nel corrispettivo recipiente (fusti).

## → MODALITÀ D'USO

Aggiungere al fusto da preservare dalla fioretta una pastiglia **Steryl Fusti**.

Nel caso di contenitori di grande capacità o scolmi, o contenenti vini a bassa gradazione, sarà opportuno aggiungere un certo numero di pastiglie, secondo i casi.





## STERYL Fusti

La durata dell'azione delle pastiglie **Steryl Fusti**, varia in relazione del sistema di chiusura e del volume d'aria da sterilizzare, per cui le pastiglie si dovranno rinnovare quando si ritiene che la loro azione sia terminata.

Nella stagione estiva o con temperature di conservazione elevate, le pastiglie andranno rinnovate con maggior frequenza.

### → CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luce e calore diretti.

N. 40 bustine da 2 pastiglie per bustina. Peso di ogni pastiglia g 7 circa.

