

A photograph showing two hands holding the ends of a white paper chain of stylized human figures. The figures are connected by their arms, forming a continuous line. The background is a soft, out-of-focus blue and white bokeh.

# **GAMMA PRODOTTI IDROALCOLICI**

## DRYCLEAN SQ

Igienizzante a base alcolica pronto all'uso a rapida asciugatura.



### PLUS

- **Non contiene principi attivi residuali** (no Sali quaternari)
- È ideale per tutte le superfici dure
- Evapora rapidamente



### MODALITÀ D'USO

Dryclean SQ è da utilizzare nebulizzato tal quale sulle superfici da trattare. Può essere impiegato, nelle condizioni opportune, senza risciacquo.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Igienizzazione rapida di superfici nell'industria agro-alimentare e Ho.Re.Ca. *(in quest'ultimo comparto, Dryclean SQ può essere utilizzato per l'igienizzazione di superfici in acciaio e in qualsiasi altro materiale in quanto non contiene ingredienti corrosivi o depolimerizzanti per le plastiche)*
- Trattamento di strumenti e utensili, nastri di trasporto, affettatrici, coltelli e contenitori
- Igienizzazione dei guanti degli operatori
- Igiene nelle camere bianche e nelle cucine

### CONFEZIONI DISPONIBILI

Cod. 0005252	Cartone contenente 12 flaconi da 750 mL (n. 2 trigger per ogni cartone)
Cod. 005424	Tanica da 10 L



**2 TRIGGER  
PER OGNI CARTONE\***

\* Ogni cartone include due trigger.

I flaconi presenti nel cartone non possiedono il trigger integrato.

## DRYCLEAN FE

Igienizzante a base alcolica pronto all'uso ad asciugatura ultra-rapida.



### PLUS

- **Non necessita di risciacquo dopo l'uso**
- Contiene il 70% di etanolo
- Evaporazione ultra-rapida



### MODALITÀ D'USO

Dryclean FE è da utilizzare nebulizzato tal quale sulle superfici da trattare. Nelle condizioni opportune, dopo l'utilizzo non è necessario effettuare risciacquo.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Igienizzazione rapida di superfici nell'industria agro-alimentare e nel settore Ho.RE.Ca.
- Trattamento di strumenti e utensili, nastri di trasporto, affettatrici, coltelli e contenitori.
- Igienizzazione dei guanti degli operatori.
- Igiene nelle camere bianche e nelle cucine

### CONFEZIONI DISPONIBILI

Cod. 005744	Cartone contenente 12 flaconi da 1 Lt (flaconi dotati di trigger integrato)
Cod. 005746	Taniche da 5 L (Un cartone contiene N. 4 taniche)

**TRIGGER INTEGRATO PER OGNI FLACONE**

## DRYCLEAN OX

Igienizzante a base alcolica, pronto all'uso, ad elevata azione igienizzante.



### PLUS

- Si caratterizza per una **superiore capacità igienizzante**, con effetto ossidante
- Ha una formulazione a doppio principio attivo (alcol + perossido di idrogeno)
- È autoasciugante

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Igienizzazione intermedia di ambienti e superfici, attrezzature ed impianti destinati a produzione alimentare
- Trattamenti di igienizzazione di incubatoi, sale parto, stabulazione, per il settore zootecnico
- Nebulizzazioni ambientali

Grazie alle pratiche confezioni in flaconi, ognuno dotato di relativo trigger, Dryclean OX è il prodotto ideale per igienizzare le superfici del settore Ho.Re.Ca e delle comunità, dove trova ampio utilizzo per l'effetto ossidante e decolorante

TRIGGER INTEGRATO PER OGNI FLACONE



### MODALITÀ D'USO

Utilizzare Dryclean OX senza diluizione tramite spruzzatura sulle superfici, lasciare agire per 5' – 10' e asportare eventuali residui di prodotto con panno monouso o carta usa e getta.

### CONFEZIONI DISPONIBILI

Cod. 005786	Cartone contenente 20 flaconi da 750 mL (flaconi dotati di trigger integrato)
Cod. 005787	Tanica da 20 L

## SANIMATIC

Igienizzante a base alcolica, pronto all'uso, a doppio principio attivo.



### PLUS

- Possiede una **formulazione a doppio principio attivo** (alcol + quaternari di ammonio)
- È autoasciugante

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Igienizzazione tramite aspersione di superfici, attrezzature ed impianti nel settore di trasformazione agro-alimentare, industriale ed Ho.Re.Ca
- Trattamento di strumenti ed utensili, nastri di trasporto, coltelli e contenitori
- Igienizzazione dei guanti degli operatori.

2 TRIGGER PER OGNI CARTONE\*



### MODALITÀ D'USO

Utilizzare Sanimatic senza diluizione tramite spruzzatura sulle superfici. Risciacquo finale con acqua potabile fino alla completa eliminazione di ogni possibile residuo o asportazione tramite panno carta monouso umido. Il formulato non deve venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti.

### CONFEZIONI DISPONIBILI

Cod. 001079	Cartone contenente 20 flaconi da 750 mL (n. 2 trigger per ogni cartone)
Cod. 001002	Tanica da 10 L

\* Ogni cartone include due trigger. I flaconi presenti nel cartone non possiedono il trigger integrato.

# SANIMAC

Igienizzante a base alcolica, pronto all'uso, con tracciante colorato.



## PLUS

- Rilascia un **tracciante colorato per rapida individuazione** (colore blu)
- Possiede una formulazione a doppio principio attivo (alcol + quaternari di ammonio)  
È autoasciugante
- Sanimac possiede un leggero aroma di limone

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Igienizzazione tramite asperzione di superfici, attrezzature ed impianti nel settore industriale ed Ho.Re.Ca.  
Trattamento di strumenti ed utensili, nastri di trasporto, coltelli e contenitori.  
Igienizzazione dei guanti degli operatori.

**2 TRIGGER  
PER OGNI CARTONE\***



## MODALITÀ D'USO

Utilizzare Sanimac senza diluizione tramite spruzzatura sulle superfici. Risciacquo finale con acqua potabile fino alla completa eliminazione di ogni possibile residuo o asportazione tramite panno carta monouso umido. Il formulato non deve venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti.

## CONFEZIONI DISPONIBILI

Cod. 002026	Cartone contenente 20 flaconi da 750 mL (n. 2 trigger per ogni cartone)
Cod. 003369	Taniche da 5 L (Un cartone contiene N. 4 taniche)

*\* Ogni cartone include due trigger. I flaconi presenti nel cartone non possiedono il trigger integrato.*

# PRONTO ALL'USO

Disinfettante idroalcolico per superfici, pronto all'uso a rapida evaporazione.



## PLUS

- **Presidio Medico Chirurgico (Registrazione n. 19574 del Ministero della Salute)**
- Ha una rapida ed efficace azione battericida e fungicida
- Non intacca metalli e lascia tutte le superfici brillanti
- È adatto su qualsiasi materiale

**2 TRIGGER  
PER OGNI CARTONE\***



## MODALITÀ D'USO

Spruzzare Pronto All'Uso tal quale su un panno, quindi passare sulla superficie a contatto con gli alimenti. Rimuovere con carta monouso. Su grandi superfici irrorare il prodotto con apposito nebulizzatore/ distributore, indi lasciare agire 5 minuti per un'attività battericida e 15 minuti per un'attività battericida e fungicida.

## CONFEZIONI DISPONIBILI

Cod. 002026	Cartone contenente 20 flaconi da 750 mL (n. 2 trigger per ogni cartone)
Cod. 003369	Taniche da 5 L (Un cartone contiene N. 4 taniche)



**Presidio Medico Chirurgico.**  
Registrazione n. 19574 del Ministero della Salute.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- È indicato per una rapida disinfezione di tutte le superfici lavabili, materiali, attrezzature e strumentario in genere
- Il formato da 750 mL è adatto per il settore alimentare, ospedaliero, dentistico, comunità, industrie alimentari, cucine
- Il formato da 5 L è indicato per l'igiene e la disinfezione di pavimenti, piastrelle e grandi superfici in genere

*\* Ogni cartone include due trigger. I flaconi presenti nel cartone non possiedono il trigger integrato.*

